

# Trattamento dell'enuresi (pipì a letto)

1932 – 2017

85 anni di Pipì-Stop®

## Novità tecnologica

### Braccialetto vibrante VIBRA senza fili...

...in aggiunta al Pipì-Stop® (apparecchio di base)

Vi proponiamo la nostra ultima creazione:

#### **Il braccialetto vibrante per l'utilizzo con o senza allarme acustico**



Swiss made

Il braccialetto vibrante VIBRA viene portato al polso o al braccio

Generalmente i bambini enuretici dormono molto profondamente e non percepiscono il bisogno di fare pipì durante il sonno. Per questa ragione è **bene iniziare il trattamento con il Pipì-Stop, che è dotato di un allarme acustico**. Questo è il **modo migliore di avvisare i genitori** al momento della minzione notturna del figlio, affinché possano andare a svegliarlo e affinché il bambino possa sviluppare il riflesso di trattenere l'urina al momento giusto.

Se il bambino si sveglia più facilmente al momento della minzione, è possibile fare a meno dell'allarme acustico e proseguire il trattamento con il braccialetto vibrante. Ciò eviterà di svegliare gli altri membri della famiglia.

**Il braccialetto vibrante viene utilizzato in aggiunta al Pipì-Stop (apparecchio di base).**

#### Prima fase del trattamento:

All'inizio del trattamento, è essenziale utilizzare il Pipì-Stop (apparecchio di base) con allarme acustico.



Il rilevatore d'urina (foglio di plastica conduttore) viene posto negli slip, in modo da restare bene in posizione. Al momento della fuoriuscita delle prime gocce d'urina, il trasmettitore invia un segnale al ricevitore e l'allarme viene attivato (suoneria + luce lampeggiante).



Swiss made

Pipì-Stop® (apparecchio di base)

#### Seconda fase del trattamento:

Quando anche il bambino viene svegliato dall'allarme acustico, è possibile passare alla sola modalità vibrazione (il braccialetto VIBRA può essere utilizzato **con** o **senza l'allarme acustico** del ricevitore).



**Melebi SA**, Chemin du Parc 12, 2502 Biel/Bienne

tel. 032 - 751 27 95 / fax 032 - 751 27 82

e-mail: [info@melebi.ch](mailto:info@melebi.ch) / [www.pipi-stop.ch](http://www.pipi-stop.ch)