

Traitement de l'énurésie nocturne

(traitement comportemental)

L'appareil Pipi-Stop


Le set comprend :



1 détecteur d'urine



1 émetteur



1 récepteur



1 alimentation
réseau

Spécifications techniques

Conforme aux normes CE – Sans fil = sécurité et fiabilité

Détecteur d'urine:

- Surface de détection assez grande
- Porté dans le slip (*détection immédiate*)
- Hygiénique
- Confort (*détecteur d'urine souple*)

Emetteur:

- Grande autonomie
- Rayonnement électromagnétique:
*plus de 100'000 fois plus faible qu'un
téléphone mobile*
- Confortable (*petit émetteur arrondi*)

Récepteur:

- Utilisation simple
- Alarme acoustique efficace
(16 échelons de réglage du volume)

Prix de location (TTC): CHF 3.40/jour.

Les caisses maladie remboursent partiellement les frais de location (selon LiMa 15.20) pour les patients dès 5 ans révolus.

Certaines assurances complémentaires prennent en charge la différence de prix.